


Tchibo

Ceinture chauffante à batterie



fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Vous apprécierez la chaleur de votre nouvelle ceinture chauffante en cas de contractures, ou simplement pour vous réchauffer et vous détendre.

Grâce à la batterie, vous bénéficiez d'une liberté de mouvement maximale. Vous pouvez également porter la ceinture chauffante sous vos vêtements.

L'équipe Tchibo



Cet article chauffant doux et souple ne consomme que peu de courant.

Il lui faut environ 5 à 10 minutes pour chauffer.


Si vous voulez vérifier la température, pensez que la main est peu sensible à la chaleur. La température pourra donc être ressentie comme beaucoup plus élevée à la surface du corps.



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 3 À propos de ce mode d'emploi**
- 5 Consignes de sécurité**
- 9 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 10 Utilisation**
 - 10 Déballage
 - 10 Charger la batterie
 - 11 Mettre et allumer la ceinture chauffante
 - 12 Extinction et arrêt automatique
- 12 Nettoyage et rangement**
- 14 Problèmes / solutions**
- 15 Caractéristiques techniques**
- 16 Élimination**



Lisez le mode d'emploi! Consignes importantes - à conserver pour toute utilisation ultérieure!

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toujours soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

DANGER vous met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort imminent.

AVERTISSEMENT vous met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE vous met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE vous met en garde contre le risque de détérioration.

Veillez à observer les symboles figurant sur la couverture chauffante



Lire les consignes et le mode d'emploi



Lavage à la main à 30 °C max.



Ne pas enfoncer d'épingles, etc.



Blanchiment interdit



Ne pas utiliser sous forme pliée ni plissée



Repassage interdit



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans



Nettoyage à sec interdit



Sèche-linge interdit

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- La ceinture chauffante est conçue pour être utilisée dans un environnement domestique et de la façon décrite dans le présent mode d'emploi. Elle ne convient pas à une utilisation en milieu hospitalier, dans des cabinets médicaux, etc.
- La ceinture chauffante n'est pas un appareil médical.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- N'utilisez pas l'appareil pour les enfants de moins de 3 ans, car ils ne peuvent pas réagir en cas de surchauffe.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de 3 à 8 ans sauf
... s'ils sont en permanence sous la surveillance de leurs parents ou d'un autre adulte responsable et
... si l'appareil est toujours réglé sur le niveau de chauffage le plus bas à température minimale.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes
... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
... ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires
à condition qu'ils
... soient sous surveillance ou
... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et
... comprennent les risques qui résultent de son utilisation.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger de mort pour les porteurs de stimulateur cardiaque

- Cet article électrique produit des champs électromagnétiques qui peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Ces champs sont cependant bien inférieurs aux valeurs limites.

Avant d'utiliser ce produit, consultez en tout état de cause votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.

La ceinture chauffante ne doit pas être utilisée ...

... par les personnes qui ne peuvent pas percevoir correctement la chaleur. Les enfants en bas âge sont plus sensibles à la chaleur. Certains médicaments et certaines maladies telles que le diabète peuvent modifier la sensibilité à la température.

Les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler qu'elles ont trop chaud.

... par les enfants de moins de 3 ans, les personnes dépendantes, les malades ou les personnes insensibles à la chaleur.

En cas de troubles circulatoires ou si vous ne savez pas si l'utilisation de l'article est indiquée dans votre cas, consultez votre médecin au préalable.

... par des animaux domestiques ou autres animaux.

Si vous ressentez un malaise ou tout autre symptôme durant l'utilisation, cessez d'utiliser l'article. Consultez un médecin, le cas échéant.

Danger: risque de choc électrique en cas d'humidité


- N'exposez pas la batterie et le câble de recharge à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides sous peine de choc électrique.

La ceinture chauffante ne doit en aucun cas entrer en contact avec de l'humidité lorsqu'elle est branchée sur secteur. Utilisez-la uniquement quand elle est sèche et jamais lorsqu'elle est humide.

- Après le lavage, attendez que l'article soit entièrement sec avant d'y replacer la batterie et de brancher à nouveau l'article avec son câble de recharge sur secteur.
- N'utilisez jamais l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.

- Ne chargez jamais la batterie dans la salle de bains, à proximité de lavabos ou de contenants remplis de liquides (p. ex. vases).

Danger: risque électrique

- Ne branchez l'article que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- Lors du raccordement au réseau électrique via un adaptateur secteur USB, utilisez uniquement un adaptateur secteur USB de classe de protection II (symbole: ) correspondant aux caractéristiques techniques de la batterie.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- N'enfoncez aucun objet pointu (épingles à nourrice, p. ex.) dans la ceinture chauffante.

- L'article doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'article si des pièces de l'article présentent des traces de détériorations ou si l'article a été soumis à une force manuelle.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

Danger: risque d'incendie / d'explosion

- Ne pas vaporiser de produit en aérosol à proximité de l'article. Risque d'inflammation dans certains cas défavorables.
- Pour éviter de provoquer une surchauffe localisée et d'endommager l'appareil, utilisez uniquement l'article lorsqu'il est déplié. Vous ne devez pas l'utiliser sous forme pliée ni plissée. Ne le pliez pas fortement.
- Cet article est muni d'un interrupteur thermique. Il a pour fonction d'empêcher les surchauffes.

Lorsque l'interrupteur s'éteint, laissez l'article refroidir à la température ambiante avant de le rallumer.

- Veillez à ne pas vous endormir durant l'utilisation. Si vous êtes très fatigué(e) pendant l'utilisation ou que vous souhaitez utiliser la ceinture chauffante pendant une longue durée, sélectionnez le niveau de température minimum par sécurité.
- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- N'utilisez que la batterie fournie avec la ceinture chauffante. N'utilisez également la batterie qu'avec la ceinture chauffante.

Danger: risque de brûlure


- Une utilisation prolongée à la température maximum peut entraîner une irritation cutanée et des brûlures. Si vous souhaitez utiliser la ceinture chauffante pendant une longue durée, sélectionnez le niveau de température minimum par sécurité.

- Testez la température avec le dos de la main pour éviter des brûlures (non pas avec la paume, celle-ci étant plus insensible que les autres parties du corps).
- N'utilisez pas l'article directement sur peau nue. Appliquez-le toujours sur une couche de vêtements au minimum.

Risque de détérioration

- L'article est soumis à une usure naturelle. Vérifiez donc avant chaque utilisation s'il présente des signes d'usure ou de détérioration. Si tel est le cas, vous ne devez plus l'utiliser. Contactez un atelier spécialisé avant la prochaine utilisation.
- Tenez la ceinture chauffante éloignée de tous types d'objets pointus et coupants (tels que les bijoux, les boucles de ceinture, etc.).
- Rangez toujours l'article dans un endroit sec et frais, à l'abri de sources de chaleur. Ne déposez aucun objet lourd dessus.
- Lors du nettoyage, respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette.

Vue générale (contenu de la livraison)




Utilisation

Déballage

- ▷ Déballiez prudemment l'article de l'emballage et enlevez tous les éléments de l'emballage.

Charger la batterie



Si possible, chargez entièrement la batterie avant chaque utilisation.

1. Sortez la batterie de sa poche de rangement sur la ceinture chauffante.
2. Branchez la petite fiche du câble de recharge fourni sur la prise d'entrée de la batterie.
3. Branchez la grosse fiche du câble de recharge sur un bloc-secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques»).
4. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.

- Le voyant de l'état de charge affiche la capacité actuelle de la batterie:
 - La LED est éteinte: = batterie déchargée
 - La LED clignote = recharge en cours
 - La LED reste allumée = batterie chargée.
- Par intervalles de
25 % - 50 % - 75 % - 100 %.
Une fois la batterie complètement chargée, les 4 LED s'allument.


Durée de charge: 3 heures maximum (à 2 A)

Autonomie (avec la batterie complètement chargée):
env. 2,5 heures au niveau de chauffe maximum

5. Quand la batterie est entièrement chargée, débranchez le bloc-secteur USB de la prise de courant et le câble de recharge de la batterie.
6. Remettez la batterie dans la poche de rangement sur la ceinture chauffante.


i En cas d'inutilisation très prolongée de l'article, la batterie s'est éventuellement trop déchargée et l'article ne peut plus fonctionner. Il vous faut dans ce cas d'abord recharger la batterie comme décrit au chapitre «Charger la batterie».

Mettre et allumer la ceinture chauffante



Avant l'utilisation, lisez attentivement le chapitre «Consignes de sécurité» figurant précédemment dans ce mode d'emploi. Il contient de nombreuses informations à respecter impérativement pour une utilisation sûre du produit.

1. Placez la ceinture chauffante contre le bas du dos avec l'interrupteur et la poche de rangement de la batterie à l'extérieur.
2. Fixez la fermeture auto-agrippante de la ceinture en veillant à ce que la ceinture reste bien en place mais soit agréable à porter et ne vous serre pas trop.



3. Branchez le cordon d'alimentation de la ceinture chauffante sur une des prises de sortie de la batterie. Le voyant de l'interrupteur s'allume d'abord brièvement en rouge, puis en bleu, puis en blanc.
4. Rangez la batterie dans la poche de rangement.
5. Pour allumer la ceinture, maintenez l'interrupteur enfoncé pendant env. 2-3 secondes. Le voyant de l'interrupteur s'allume en rouge.
6. Appuyez plusieurs fois brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt pour changer de niveau de chauffe. Le voyant de l'interrupteur s'allume...
... **en rouge** pour le niveau de chauffe maximum,
... **en bleu** pour le niveau de chauffe moyen,
... **en blanc** pour le niveau de chauffe minimum.
Sélectionnez d'abord le niveau de chauffe **rouge**.

La ceinture chauffante atteint la température maximum au bout de 5-10 minutes environ. Vous pouvez maintenant revenir à un réglage de chaleur plus bas.

Extinction et arrêt automatique

- ▷ Pour éteindre la ceinture chauffante, appuyez sur l'interrupteur pendant 2-3 secondes environ jusqu'à ce que le voyant de l'interrupteur s'éteigne.
- ▷ Laissez la ceinture chauffante refroidir suffisamment avant de la ranger.

La ceinture chauffante s'éteint automatiquement au bout de 90 minutes environ.

- ▷ Avant de rallumer la ceinture chauffante, laissez la ceinture et la batterie refroidir jusqu'à température ambiante.

Nettoyage et rangement



AVERTISSEMENT - risque de blessure

Retirez toujours la batterie de la ceinture chauffante avant de laver la ceinture pour éviter les détériorations. Il y a risque d'explosion



DANGER - risque l'électrique

- Après le lavage, attendez que la ceinture chauffante soit entièrement sèche avant de la brancher éventuellement au secteur. Ne pas utiliser l'article lorsqu'il est humide!
- N'allumez jamais la ceinture chauffante pour la faire sécher.
- Afin de ne pas solliciter excessivement la ceinture chauffante, vous ne devez pas la laver trop souvent pendant sa durée de vie.
- Respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette de la ceinture chauffante.

- Après l'utilisation, laissez la ceinture chauffante refroidir complètement avant de la laver.

REMARQUE - risque de détérioration

- Lavage à la main uniquement.
- Sèche-linge interdit.
- Ne faites pas sécher la ceinture chauffante sur un radiateur ou en l'exposant au soleil ou à une autre source de chaleur.
- Repassage interdit.
- Ne pas tordre ou calandrer.
- N'étendez pas la ceinture chauffante avec des pinces à linge.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Lavez la ceinture chauffante uniquement à la main, à l'eau tiède avec un peu de lessive pour linge délicat. Ne l'essorez pas et ne la tordez pas.
2. Faites sécher complètement la ceinture chauffante dépliée, dans une atmosphère chaude.

Rangement

- ▷ Laissez la ceinture chauffante refroidir/sécher avant de la replier.
- ▷ Ne posez pas d'objet lourd sur la ceinture chauffante. Aucun pli ne doit se former.
- ▷ Rangez toujours la ceinture chauffante dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur.

Problèmes / solutions

La ceinture ne fonctionne pas

- La batterie est-elle déchargée?
Chargez la batterie comme décrit au chapitre «Utilisation», paragraphe «Charger la batterie».
 - Vérifiez que la fiche de raccordement de la ceinture chauffante est bien insérée dans la prise de sortie de la batterie.
 - Il se peut que l'interrupteur thermique ait éteint la ceinture. Retirez la batterie de la ceinture chauffante et laissez la ceinture chauffante refroidir jusqu'à température ambiante avant de remettre la batterie et de rallumer la ceinture chauffante.
Si ensuite l'article ne marche toujours pas, contactez un atelier spécialisé.
-

Caractéristiques techniques

Modèle:	672 647	Durée de charge:	max. 3 heures
Batterie:	lithium-ion 3,7 V/ 5 000 mAh (test selon UN 38.3) énergie nominale: 18,5 Wh	Autonomie (avec la batterie complètement chargée):	env. 2,5 heures au niveau de chauffe maximum
Entrée:	5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A	Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Sortie:	5 W $\overline{\text{---}}$ 2 A (Le symbole $\overline{\text{---}}$ signifie courant continu)	Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch
Puissance:	8 W		



Élimination

L'article, son emballage et la batterie fournie sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et les batteries (piles rechargeables) usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 672 647
